

# UK: CANNASEN® CBD Pain Patch Instructions For Use

Please read instructions for use carefully before using the CANNASEN® CBD Pain Patch.

**How does CANNASEN® CBD Pain Patch work?**

CANNASEN® CBD Pain Patch is a topical product with acrylate copolymer solution, which:

- Helps relieve muscle/joint pain; and
- Produces a conductive cooling effect

CANNASEN® CBD Pain Patch is a medical device. Efficacy and safety have been tested according to the European Directive for Medical Devices (93/42/EEC).

**Active Principle of CANNASEN® CBD Pain Patch**

CANNASEN® CBD Pain Patch is used for the relief of muscle/joint pain (such as arthritis, back pain, sprains, sports injuries). CANNASEN® CBD Pain Patch has cooling and pain-relieving properties. The cooling effect, which is perceived as pleasant, provides a long lasting pain relief.

**Application areas**

For cooling muscles and joints

For relief of pain and swelling (such as arthritis, back pain, sprains, sports injuries).

**Dosage instructions, type and duration of application**

CANNASEN® CBD Pain Patch should only be used on the skin. Clean and dry the affected area before applying the product on the skin. Remove the cover from the patch and apply it to the affected area. Do not apply the patch to injured or irritated skin (e.g. scratched, sunburned, infected or on skin with cuts or rash). The patch can be used once a day. Follow all instructions on the product packaging.

Remove the patch before showering and do not apply it immediately after shower. Do not apply bandages or do not wrap the area where the patch is applied. Do not cover the treated skin area with a heating pad as this may increase the risk for side effects.

If other products are applied to the skin area of the patch - wash it well off and wait around 2 hours before using the patch. Wash your hands well after handling the patch. Avoid getting the patch in your eyes, nose or mouth.

After the patch removal, fold the sticky sides of the used patch and dispose of it in the household waste.

The product is for temporary use.

If there is no improvement 2 - 3 days after starting the treatment or if the symptoms have worsened considerably, please consult a doctor.

**General precautions**

-For external use only.

-Do not use this product on damaged or injured skin.

-Avoid eye contact. Wash hands carefully after use.

-Not recommended for children and adolescents under 14 years of age. Use only after consulting your doctor.

-Keep out of reach of small children.

-Keep out of reach of pets.

-Persons with an allergy to alcohol, solvents or any of the ingredients should not use the product.

-During pregnancy or breastfeeding, use only after consulting a doctor.

**Contraindications**

CANNASEN® CBD Pain Patch must not be used in cases of known hypersensitivity to any of the ingredients.

**Interactions**

To avoid drug interactions, you should apply medication 2 hours before or after use or consult your doctor.

**Incident reporting**

If this product is associated with a serious incident (death of a patient, user or other person; temporary or permanent serious deterioration of the health status of a patient, user or other person; serious risk to public health), this incident must be reported to the manufacturer and the National competent authorities.

**Instructions and information on the shelf life of the medical device**

CANNASEN® CBD Pain Patch may only be used until the date marked "usable until" on the folding box. Due to the nature of the ingredients, a slight color change may occur after some time using the product. This does not affect the quality of the product.

**Dosage form and content**

Original packaging with 8 Patches.

**Composition**

Active ingredients: Acrylate Copolymer, Ethyl Acetate, Ethanol, Heptane, Pentanedione. Other ingredients: Cannabidiol(CBD), Arnica Tincture, Menthol. Contains alcohol. Without preservatives and colourings.

**Storage**

Keep cool (between 10°C and 25°C), dry and protected from sunlight.

**Disposal**

The product can be disposed of with normal household waste.

	 Manufacturer: CanNordic a/s Fruebjergvej 3 DK-2100 Copenhagen	 Symbol CE	 10°C / 25°C Upper / lower temperature limit	 Use by	 Please observe the instructions for use	 Batch number	 Protect from sunlight	 Do not use if the packaging is damaged	 Store in a dry place	 Do not re-use
--	--	---------------	--	------------	---	------------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------

# DE: CANNASEN® CBD Pain Patch Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch von CANNASEN® CBD Pain Patch diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

**Wie funktioniert CANNASEN® CBD Pain Patch?**

CANNASEN® CBD Pain Patch ist ein topisches Produkt mit Acrylat-Copolymer Lösung, welches:

- hilft, Muskel-/Gelenkschmerzen zu lindern und
- einen konduktiven Kühleffekt hervorruft

CANNASEN® CBD Pain Patch ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

**Wirkprinzip von CANNASEN® CBD Pain Patch**

CANNASEN® CBD Pain Patch wird zur Linderung von Muskel-/Gelenkschmerzen (wie Arthritis, Rückenschmerzen, Verstauchungen, Sportverletzungen) angewendet. CANNASEN® CBD Pain Patch besitzt kühlende und schmerz lindernde Eigenschaften. Der als angenehm empfundene Kühleffekt führt zu einer langanhaltenden Schmerzlinderung.

**Anwendungsgebiete**

Zur Kühlung von Muskeln und Gelenken. Zur Linderung von Schmerzen und Schwellungen (z. B. bei Arthritis, Rückenschmerzen, Verstauchungen, Sportverletzungen).

**Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung**

CANNASEN® CBD Pain Patch sollte nur auf der Haut verwendet werden. Reinigen und trocknen Sie die betroffene Stelle, bevor Sie das Produkt auf die Haut auftragen. Entfernen Sie die Unterlage vom Pflaster und bringen Sie das Pflaster auf den betroffenen Bereich an. Tragen Sie das Pflaster nicht auf verletzter oder gereizter Haut auf (z. B. auf zerkratzter, sonnenverbrannter, infizierter Haut oder auf Haut mit Schnitten oder Ausschlag). Einmal täglich ein Pflaster anwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen auf der Produktverpackung.

Entfernen Sie das Pflaster vor dem Duschen und kleben Sie es nicht sofort nach dem Duschen auf. Legen Sie keine Verbände an und wickeln Sie die Stelle, an der das Pflaster angebracht ist, nicht ein. Decken Sie den behandelten Hautbereich nicht mit einem Heizkissen ab, da dies das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen kann.

Wenn Sie Medikamente im betroffenen Bereich anwenden, waschen Sie diese gut ab und verwenden sie das Pflaster zeitversetzt von 2 Stunden. Waschen Sie Ihre Hände nach dem Umgang mit dem Pflaster gut. Vermeiden Sie es, das Pflaster in Augen, Nase oder Mund zu bekommen.

Falten Sie nach dem Entfernen das gebrauchte Pflaster mit den klebrigen Seiten zusammen und entsorgen Sie es im Hausmüll.

Das Produkt ist für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt.

Sollte 2 - 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung eingetreten sein oder sollten sich die Symptome erheblich verschlechtert haben, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen**

-Nur zur äußerlichen Anwendung.

-Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf geschädigter oder verletzter Haut.

-Augenkontakt vermeiden. Nach der Anwendung sorgfältig Hände waschen.

-Nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. Nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

-Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

-Außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren.

-Personen mit einer Allergie gegen Alkohol, Lösungsmitteln oder einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden.

-Während der Schwangerschaft oder Stillzeit, nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

**Gegenanzeigen**

CANNASEN® CBD Pain Patch darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen**

Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel 2 Stunden vor oder nach der Anwendung auftragen oder Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Vorkommnissen**

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und den zuständigen nationalen Behörden zu melden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinprodukts**

CANNASEN® CBD Pain Patch darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „verwendbar bis“ gekennzeichneten Datum verwendet werden. Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe, kann nach einiger Zeit eine leichte Farbänderung einsetzen. Diese beeinflusst die Qualität des Produktes nicht.

**Darreichungsform und Inhalt**

Originalverpackung mit 8 Pflaster

**Zusammensetzung**

Wirkstoffe: Acrylat-Copolymer, Ethylacetate, Ethanol, Heptan, Pentanedion. Sonstige Bestandteile: Cannabidiol(CBD), Arnika Tinktur, Menthol. Enthält Alkohol. Ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe.

**Aufbewahrung**

Kühl (zwischen 10°C und 25°C), trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

**Entsorgung**

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

	 Hersteller: CanNordic a/s Fruebjergvej 3 DK-2100 Copenhagen	 Symbol CE	 10°C / 25°C Oberer / unterer Temperaturgrenzwert	 Verwendbar bis	 Bitte Gebrauchsinformation beachten	 Chargenbezeichnung	 vor Sonnenlicht schützen	 Bei geschädigter Verpackung nicht verwenden	 Trocken aufbewahren	 Nicht wiederverwenden
--	--	---------------	---	--------------------	---	------------------------	------------------------------	---	-------------------------	---------------------------

# DK: CANNASEN® CBD Pain Patch Brugsanvisning

## Læs brugsanvisningen grundigt før anvendelse af CANNASEN® CBD Pain Patch. Hvordan virker CANNASEN® CBD Pain Patch?

**CANNASEN® CBD Pain Patch** er et topisk produkt med acrylatcopolymeropløsning, som:

- Lindrer muskel- / ledsmerter; og
- Producerer en langvarig afkølende effekt

**CANNASEN® CBD Pain Patch** er en medicinsk udstyr. Effektivitet og sikkerhed er testet i overensstemmelse med det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (93/42 / EØF).

### Aktive stoffer i CANNASEN® CBD Pain Patch

**CANNASEN® CBD Pain Patch** benyttes til at lindre muskel- / ledsmerter (såsom gigt, rygsmerter, forstuvning og sportsskader). **CANNASEN® CBD Pain Patch** har afkølende og smertelindrende egenskaber. Den afkølende effekt opleves som behagelig og giver en langvarig smertelindring.

### Anvendelsesområder

For afkøling af muskler og led. For lindring af smerter og hævelse (såsom gigt, rygsmerter, forstuvning og sportsskader).

### Påføringsanvisning, metode og anvendelsesvarighed

**CANNASEN® CBD Pain Patch** bør kun bruges på huden. Rens og tør det berørte område før påføring af produktet på huden. Fjern emballagen fra plastret og påfør det på det berørte område. Påfør ikke plastret på beskadiget eller irriteret hud (f.eks. kradslet, solskoldet, betændt eller på hud med snitsår eller udslæt). Plastret kan bruges en gang om dagen. Følg alle anvisninger på produktemballagen.

Fjern plastret før bad og påfør det ikke umiddelbar efter badet. Påfør ikke bandager og forbind ikke områder, hvor plastret er påført. Dæk ikke det behandlede hudområde med en varmepude, da det kan forøge risikoen for bivirkninger.

Hvis andre produkter påføres hudområdet, hvor plastret sidder, skal du vaske det godt af og først benytte plasteret efter 2 timer. Vask dine hænder godt efter håndtering af plasteret. Undgå at få plasteret i øjnene, næsen eller munden.

Efter fjernelse af hvert plaster, fold de klæbende sider af det anvendte plaster op og læg det i skraldespanden.

Dette produkt er til midlertidig anvendelse.

Kontakt en læge, hvis der ikke er nogen forbedring efter 2 - 3 dage efter behandlingsstart eller, hvis symptomerne er forværrede betydeligt.

### Generelle sikkerhedsforanstaltninger

-Kun til ekstern brug.

-Brug ikke dette produkt på ødelagt eller beskadiget hud.

-Undgå øjenkontakt. Vask hænder grundigt efter brug.

-Anbefales ikke til børn eller unge under 14 år. Brug kun efter aftale med din læge.

-Opbevares utilgængeligt for små børn.

-Opbevares utilgængeligt for kæledyr.

-Brug ikke produktet, hvis du er allergisk overfor alkohol, opløsningsmidler eller nogle af ingredienserne i produktet.

-Brug kun efter aftale med læge under graviditet og amning.

### Kontraindikationer

**CANNASEN® CBD Pain Patch** må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for nogen af ingredienserne.

### Interaktioner

For at undgå lægemiddelinteraktioner skal du tage medicin 2 timer før eller efter påføring eller konsultere din læge.

### Indberetning af hændelser

Hvis dette produkt er forbundet med en alvorlig hændelse (en patients, brugers eller anden persons død; midlertidig eller permanent alvorlig forringelse af en patients, brugers eller anden persons sundhedsstatus; alvorlig risiko for folkesundheden), skal denne hændelse rapporteres til fabrikanten og de ansvarlige nationale myndigheder.

### Anvisninger og oplysninger om holdbarheden af denne medicinske udstyr

**CANNASEN® CBD Pain Patch** må kun bruges indtil datoen markeret med "kan anvendes indtil" på foldeæskan. Grundet ingrediensernes egenskaber kan der forekomme en mindre farveændring noget tid efter, produktet er taget i brug. Dette har ingen indflydelse på produktets kvalitet.

### Doseringsform og -indhold

Original indpakning med 8 plastre.

### Indhold

Virksomme ingredienser: Acrylatcopolymer, Ethylacetat, Ethanol, Heptan, Pentandion

Andre ingredienser: Cannabidiol(CBD), Arnikatinktur, Mentol

Indeholder alkohol.

Uden konserveringsmidler og farvestoffer.

### Opbevaring

Opbevares køligt (mellem 10 ° C og 25 ° C), tørt og beskyttet mod sollys.

### Bortskaffelse

Dette produkt kan bortskaffes med almindelig husholdningsaffald.



Fabrikant:  
CanNordic a/s  
Fruebjergvej 3  
DK-2100 København Ø



Symbol CE



10°C / 25°C  
Øvre/nedre  
temperatur-  
grænse



An-  
vendes  
inden



Følg brugsan-  
visningen



Batch-  
nummer



Beskyttes  
mod  
sollys



Må ikke an-  
vendes, hvis  
emballagen  
er beskadiget



Opbevares  
på et tørt  
sted



Må ikke  
genan-  
vendes

# SE: CANNASEN® CBD Pain Patch Bipacksedel

## Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda CANNASEN® CBD Pain Patch

### Hur fungerar CANNASEN® CBD Pain Patch?

**CANNASEN® CBD Pain Patch** är en produkt för utvärtes bruk med akrylatsampolymerlösning som:

- hjälper till att lindra muskel- och ledvärk
- ger en kylande effekt.

**CANNASEN® CBD Pain Patch** är en medicinteknisk produkt. Effekt och säkerhet har testats i enlighet med EU-direktivet för medicintekniska produkter (93/42/EEG).

### Aktiv princip för CANNASEN® CBD Pain Patch

**CANNASEN® CBD Pain Patch** används för lindring av muskel- och ledvärk (som artrit, ryggvärk, stukningar och idrottsskador) **CANNASEN® CBD Pain Patch** har kylande och smärtlindrande egenskaper. Den kylande effekten uppfattas som behaglig och ger en långvarig smärtlindring.

### Användningsområden

För en svalkande känsla på muskler och leder.

För smärtlindring och minskad svullnad (vid artrit, ryggsmärta, stukningar och idrottsskador).

### Doseringsinstruktioner, metod och behandlingstid

**CANNASEN® CBD Pain Patch** får endast appliceras på huden. Rengör och torika det utsatta området innan produkten appliceras på huden. Ta bort skyddsfilmen från plåstret och applicera på det utsatta området. Applicera inte plåstret på skadad eller irriterad hud (t.ex. rivsår, solbränd, infekterad hud eller hud med småsår och utslag). Plåstret kan användas en gång per dag. Följ alla instruktioner på förpackningen.

Ta bort plåstret innan du duschar och applicera inte ett plåster direkt efter en dusch eller ett bad. Sätt inte på ett bandage eller linda området där plåstret sitter. Lägg inte på en varmmedyna över det behandlade området då det kan öka risken för biverkningar.

Om andra produkter applicerats på området – tvätta noggrant och vänta i cirka 2 timmar innan du applicerar plåstret. Tvätta dina händer noga efter att ha hanterat plåstret. Undvik att få plåstret i ögonen, näsan eller munnen.

Efter användning, vik ihop plåstret med de klibbiga sidorna inåt och släng i hushållssoptorna.

Produkten är avsedd för tillfällig användning.

Kontakta en läkare om du inte upplever någon förbättring inom 2-3 dagar efter behandlingens start eller om symptomen förvärrats avsevärt.

## Allmänna försiktighetsåtgärder

-Endast för utvärtes bruk.

-Applicera inte produkten på skadad eller irriterad hud.

-Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noga efter användning.

-Rekommenderas inte för barn och ungdomar under 14 år. Använd endast efter att ha rådfrågat din läkare.

-Förvaras utom räckhåll för barn.

-Förvaras utom räckhåll för djur.

-Ska inte användas av personer med allergi mot alkohol, lösningsmedel eller någon av ingredienserna.

-Om du är gravid eller ammar, rådfråga din läkare innan du använder denna produkt.

### Kontraindikationer

**CANNASEN® CBD Pain Patch** får inte användas vid känd överkänslighet mot någon av ingredienserna.

### Interaktioner

För att undvika läkemedelsinteraktioner ska du applicera läkemedel antingen 2 timmar före eller efter användning av plåstret eller rådfråga din läkare.

### Incidentrapportering

Om produkten kan kopplas till ett allvarligt tillbud (en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller bestående allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd, allvarlig risk för folkhälsan), ska detta tillbud rapporteras till tillverkaren och den nationella behöriga myndigheten.

### Anvisningar och information om hållbarheten för den medicintekniska produkten

**CANNASEN® CBD Pain Patch** får endast användas fram till utgångsdatumet som anges på förpackningen. På grund av ingrediensernas egenskaper kan en smärre färgförändring inträffa efter att produkten har använts en tid. Det påverkar inte produktens kvalitet.

### Doseringsform och innehåll

Originalförpackning med 8 plastre.

### Innehållsdeklaration

Aktiva ingredienser: Akrylatsampolymer, Etylacetat, Etanol, Heptan, Pentadion

Övriga ingredienser: Cannabidiol(CBD), Arnikatinktur, Mentol. Innehåller alkohol.

Utan konserveringsmedel eller färgämnen.

### Förvaring

Förvaras svalt (mellan 10 ° C och 25 ° C), torrt och skyddat från solljus.

### Bortskaffning

Produkten kan slängas med vanligt hushållsavfall.



Tillverkare:  
CanNordic a/s  
Fruebjergvej 3  
DK-2100 Köpenhamn Ø



Symbol  
för "CE-  
märkning":



10°C / 25°C  
Övre/nedre  
temperatur-  
gräns



Ut-  
gångs-  
datum



Läs brugsan-  
visningen



Parti-  
nummer



Skyddas  
från sol-  
ljus



Får inte an-  
vändas om  
förpacknin-  
gen är ska-  
dad



Förvaras  
på en  
torr plats



Får inte  
återan-  
vändas