

Arthritis Gel.

Hvordan virker Arthritis Gel?

Arthritis Gel er et gel-præparat med en alkohol/vand-blanding, som

- reducerer de smertefulde tilstande, der opstår ved leddegigt og slidgigt
- skaber en ledende køleeffekt

Arthritis Gel er medicinsk udstyr. Virkning og sikkerhed er blevet testet i henhold til det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (93/42/EØF).

Princip for funktion af Arthritis Gel

Arthritis Gel påføres udvortes i form af et gel-præparat ved smertefulde tilstande med varme og hævede led. Den anvendes til at understøtte den udvortes behandling af slidgigt og reducere de smertefulde tilstande, der opstår. Virkningen opnås gennem ingrediensen alkohol/vand, den hurtige fordampning skaber en hurtigere ledende køleeffekt på den behandlede hudflade.

Anvendelsesområder

Det medicinske udstyr anvendes til at understøtte den udvortes behandling af slidgigt og til at reducere de smertefulde tilstande med varme og hævede led.

Doseringsvejledning, anvendelsens art og varighed

Hvor, hvor ofte og hvor længe bør du anvende Arthritis Gel?

Afhængigt af behov kan den blive anvendt flere gange om dagen fra tuben, påført og masseret på de relevante kropsområder.

Anbefalet dosering: påfør 0,25 g, på størrelse med en ært, på hånd, håndled eller albuer, påfør 0,5 g, på størrelse med 2 ærter på fod, ankel eller knæ.

Hvis der ikke er bedring inden for 2 - 3 dage efter påbegyndelsen af behandlingen, eller hvis symptomerne er blevet betydeligt værre, bør du tilses af en læge.

Dette produkt er til midlertidig anvendelse. Folk, der er allergiske over for alkohol eller nogen af ingredienserne, bør ikke anvende produktet.

Bemærk venligst

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingen negative effekter ved brug under graviditet eller amning er påvist.

Kontraindikationer

Arthritis Gel bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for et eller flere af ingredienserne. Anvend ikke produktet på hudfladen samtidigt med andre produkter.

Interaktioner

For at undgå lægemiddelinteraktioner bør medicin anvendes med én til to timers mellemrum eller efter konsultation med egen læge.

Vejledning og information om det medicinske udstyrs holdbarhed

Arthritis Gel må kun anvendes indtil "anvendes inden"- datoen på æsken.

Farmaceutisk form og indhold

Original emballage med 50 ml gel.

Sammensætning

Virksomme stoffer: alkohol/vand-blanding

Andre ingredienser:

Menthol, natriumhydroxidopløsning, cannabidiol, acrylatkrydspolymer, isopropylmyristat, kamfer, phytinsyre

Uden konserveringsmidler.

Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod sollys. Mindre farveændringer påvirker ikke produktets virkning. Åbne tuber skal anvendes inden for 30 dage.

Betydningen af symbolerne på emballagen:



CannaSen CBD



Symbol producent:
Producent:
Galaxa Pharma ApS
Korskildelund
DK - 2670 Greve



Symbol CE:



Temperatur-grænser



Anvendes inden



Se venligst brugsvejledningen



Batch-nummer



Beskyt mod sollys



Anvend ikke, hvis tuben er beskadiget



Opbevar tør

Please read this leaflet carefully before using Arthritis Gel.

UK: Arthritis Gel instructions for use

How does Arthritis gel work?

Arthritis Gel is a gel preparation with an alcohol / water mixture, which

- reduces the painful conditions that occur in rheumatoid arthritis
- causes a conductive cooling effect

Arthritis gel is a medical device. Efficacy and safety have been tested according to the European Directive on

Medical Devices (93/42 / EEC).

Active principle of Arthritis gel

Arthritis gel is applied externally in the form of a gel preparation in painful conditions of hot and swollen joints. It is used to support the external treatment of arthritis and reduce the painful conditions that occur in these patients. The main physical effect is caused by the alcohol/water mixture. When the gel is applied on the skin, the alcohol evaporates, causing a faster conductive cooling effect on the treated skin surface.

Application areas

The medical device is used to support the external treatment of arthritis and to reduce the painful conditions of the hot and swollen joints.

Dosing instructions, type and duration of application

When, how often and how long should you use Arthritis Gel?

Depending on the requirements, it can be used several times a day from the tube, applied and massaged to the relevant body area. Recommendation of dosage: apply 0,25 g size of a pea to hand, wrists or elbows, apply 0,5 g size of 2 peas to foot, ankle or knee. If no improvement is seen within 2 - 3 days after the treatment start or if the symptoms have worsened considerably, please consult a doctor.

The product is for temporary use.

People with an allergy to alcohol or an ingredient should not use the product.

Please note

Keep out of reach of children.

There is no evidence against the gel use during pregnancy or lactation.

Contraindications

Arthritis Gel should not be used in case of known hypersensitivity to any of the ingredients. Please do not use the product on the skin surface at the same time as others.

Interactions

To avoid drug interactions, you should apply medications one to two hours apart or consult your doctor.

Instructions and information on the durability of the medical device

Arthritis Gel may only be used up to the date marked " use by" on the carton.

Pharmaceutical form and content

Original packaging with 50 ml gel.

Composition

Active ingredient: alcohol / water mixture

Other ingredients:

Menthol, Sodium Hydroxide Solution, cannabidiol, Acrylate Crosspolymer, Isopropyl Myristate, Camphor, Phytic acid

Without preservatives.

Keep cool, dry and protected from sunlight. Small color changes have no influence on the efficacy of this product. Open tubes have to be used in 30 days.

Meaning of the symbols on the pack:



CannaSen CBD



Symbol manufacturer:
Manufacturer:
Galaxa Pharma ApS
Korskildelund
DK - 2670 Greve



Symbol CE:



Temperature limits



Use by



Please note the instructions for use



Batch number



Protect from sunlight



Do not use if the tube is damaged



Keep dry

Bitte Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch von Arthritis Gel diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

DE: Arthritis Gel Gebrauchsinformation

Wie wirkt Arthritis Gel?

Arthritis Gel ist eine Gelzubereitung mit Alkohol/Wasser-Gemisch welches

- zur Minderung der bei rheumatoider Arthritis auftretenden schmerzhaften Zuständen angewendet wird
- einen konduktiven Kühleffekt hervorruft

Arthritis Gel ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Wirkprinzip von Arthritis Gel

Arthritis Gel wird in Form einer Gelzubereitung bei schmerzhaften Zuständen der überwärmten und geschwollenen Gelenke äußerlich aufgetragen. Es dient der unterstützenden äußerlichen Behandlung von Arthritis und zur Minderung der dabei auftretenden schmerzhaften Zustände. Die Wirkung kommt zustande durch den Bestandteil Alkohol/Wasser-Gemisch, durch dessen rasche Verdunstung ein schneller konduktiver Kühleffekt auf dem behandelten Hautareal eintritt. Unterstützt wird dies durch die Geruchsstoffe Menthol und Campher, die den Kühleffekt subjektiv verstärken und damit den schmerzlindernden Effekt der Kühlung verstärken.

Anwendungsgebiete

Das Medizinprodukte dient der unterstützenden äußerlichen Behandlung von Arthritis und zur Minderung der dabei auftretenden schmerzhaften Zustände der überwärmten und geschwollenen Gelenke.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wann, wie oft und wie lange sollten Sie Arthritis Gel anwenden?

Je nach Bedarf kann mehrmals täglich eine entsprechende Menge aus der Tube entnommen, auf die betreffende Körperstelle aufgetragen und einmassiert werden.

Sollte 2 – 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung eingetreten sein oder sollten sich die Symptome erheblich verschlechtert haben, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Das Produkt ist für die vorübergehende Anwendung.
Personen mit einer Allergie gegen Alkohol oder einen Bestandteil sollten das Produkt nicht verwenden.

Bitte beachten

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, welche gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit sprechen.

Gegenanzeigen

Arthritis Gel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte wenden Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen auf der Hautoberfläche an.

Wechselwirkungen

Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel ein bis zwei Stunden versetzt auftragen oder Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinprodukts

Arthritis Gel darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „verwendbar bis“ gekennzeichneten Datum verwendet werden.

Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe, kann nach einiger Zeit eine leichte Rosafärbung einsetzen. Diese beeinflusst die Qualität des Produktes nicht.

Darreichungsform und Inhalt

Originalverpackung mit 50 ml Gel.

Zusammensetzung

Wirkstoff: Alkohol/Wasser-Gemisch

Sonstige Bestandteile:

Menthol, Natriumhydroxidlösung, cannabidiol, Acrylate Crosspolymer, Isopropyl Myristate Campher, Phytinsäure

Kühl, trocken, lichtgeschützt, unter 25°C und über 10°C aufbewahren.

Bedeutung der Symbole auf der Packung:



CannaSen CBD



Symbol Hersteller:

Hersteller:

Galaxa Pharma ApS

Korskildelund 6



Oberer und unterer Temperaturgrenzwert



Verwendbar



Bitte Gebrauchsinformation



Chargenbezeichnung



Vor Sonnenlicht schützen



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Trocken aufbewahren

Vänligen Läs denna bipacksedel noggrant innan du använder Arthritis Gel.

SE: Arthritis Gel bruksanvisning

Hur fungerar Arthritis Gel?

Arthritis Gel är ett gelpreparat med alkohol/vattenblandning som

- lindrar smärtan som uppstår vid ledgångsreumatism
- skapar en konduktiv kyleffekt.

Arthritis gel är en medicinteknisk produkt. Effekt och säkerhet har testats enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Aktiva beståndsdelar i Arthritis Gel

Arthritis Gel appliceras utvärtes i form av ett gelpreparat vid smärta från varma och svullna leder. Den används för att stöda utvärtes behandling av artrit och minska smärtan som uppstår.

Verkan sker genom ingrediensen alkohol/vatten, den snabba avdunstningen ger en snabbare konduktiv kyleffekt på den behandlade huden.

Appliceringsområden

Den medicintekniska produkten används för att stödja utvärtes behandling av artrit och för att minska smärtan från varma och svullna leder.

Doseringsinstruktioner, typ och varaktighet för appliceringen

När, hur ofta och hur länge ska du använda Arthritis Gel?

Beroende på behov kan gelen tas flera gånger om dagen från tuben för att appliceras och masseras in på det berörda området på kroppen. Doseringsrekommendation: applicera en

årtor klick på 0,25 g på handleder eller armbågar, applicera 2 årtor klickar på 0,5 g på fot, vrist eller knä.

Kontakta en läkare om du inte upplever någon förbättring inom 2–3 dagar efter behandlingens start eller om symptomen förvärrats avsevärt.

Produkten är avsedd för tillfällig användning.

Personer som är allergiska mot alkohol eller en ingrediens ska inte använda produkten.

Observera!

Förvaras utom räckhåll för barn.

Det finns inga indikationer på att det skulle vara farligt att använda produkten vid graviditet eller amning.

Kontraindikationer

Arthritis Gel ska inte användas vid känd överkänslighet mot någon av ingredienserna. Använd inte produkten på huden samtidigt som andra produkter.

Interaktioner

För att undvika läkemedelsinteraktioner ska du ta läkemedel i en eller två timmar eller rådfråga din läkare.

Anvisningar och information om hållbarheten för den medicintekniska produkten

Arthritis Gel får endast användas fram till "bäst före-datumet" på kartongen.

Läkemedelsform och innehåll

Originalförpackning med 50 ml gel.

Sammansättning

Aktiv ingrediens: alkohol-/vattenblandning

Andra ingredienser:

Mentol, natriumhydroxidlösning, cannabidiol, acrylate crosspolymer, isopropylmyristat, kamfer, fytinsyra

Utan konserveringsmedel.

Förvaras svalt, torrt och skyddat från solljus. Mindre färgförändringar har ingen inverkan på produktens effektivitet. Öppnade tuber måste användas inom 30 dagar.

Betydelse för symbolerna på förpackningen:



CannaSen CBD



Symbol tillverkare:

Tillverkare:

Galaxa Pharma ApS

Korskildelund

DK - 2670 Greve



Symbol CE:



Temperaturintervall



Bäst före



Följ bruksanvisningen



Satsnummer



Skyddas från solljus



Använd inte om tuben är skadad



Håll torr

Les dette pakningsvedlegget nøye før du bruker Gel for leddgikt.

NO: Instruksjoner for Gel for leddgikt

Hvordan virker Gel for leddgikt?

Gel for leddgikt er et preparat som inneholder alkohol og vann, som

- lindrer smerter som oppstår ved revmatoid artritt
- skaper en kjølede effekt

Gel for leddgikt er et medisinsk utstyr. Effektiviteten og sikkerheten er testet i samsvar med den europeiske forskriften om medisinsk utstyr (93/42 / EØS).

Aktivt prinsipp til Gel for leddgikt

Gel for leddgikt er et gelpreparat som påføres utvortes ved smerte som følger varme og hovne ledd. Det brukes for å fremme utvortes behandling av leddgikt, og for å lindre smertene som oppstår derav. Effekten aktiveres av en blanding bestående av alkohol og vann. Den hurtige fordampningen skaper en rask konduktiv kjølede effekt på den behandlede hudoverflaten.

Bruksområder

Denne medisinske utstyret er ment for å fremme utvortes behandling av leddgikt, og for å lindre smertene som oppstår som følge av varme og hovne ledd.

Doseringsinstruksjoner, type og varighet av behandlingen

Når, hvor ofte og hvor lenge skal man bruke Gel for leddgikt?

Avhengig av de foreliggende behovene, kan gel fra tuben påføres og masseres inn på det aktuelle kroppsområdet flere ganger om dagen. Anbefalt dosering: Påfør 0,25 g (på størrelse med en ert) ved hånd, händledd eller albue, og 0,5 g (på størrelse med to ert) ved fot, ankel eller kne. Hvis du ikke merker bedring etter to til tre dagers behandling, eller om symptomene blir merkbart verre, må du kontakte lege. Produktet er ment for midlertidig bruk. Personer som er allergiske mot alkohol eller noen av ingrediensene, skal ikke bruke produktet.

Merk

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Det foreligger ingen bevis som tilsier at du ikke kan bruke produktet under graviditet eller amning.

Kontraindikasjoner

Gel for leddgikt skal ikke brukes hvis det foreligger en kjent overfølsomhet mot noen av ingrediensene i den. Produktet skal ikke påføres huden samtidig som andre produkter.

Interaksjoner

For å unngå interaksjoner, bør du bruke medisiner én til to timer fra hverandre, eller spørre legen din.

Instruksjoner og informasjon om holdbarheten av det medisinske utstyret

Gel for leddgikt skal kun brukes frem til datoen som er angitt på emballasjen, merket med «bruk innen».

Farmasøytisk form og innhold

Originalemballasje med 50 ml gel.

Sammensetning

Aktiv ingrediens: alkohol/vann-blanding

Andre ingredienser:

Mentol, natriumhydroksid, cannabidiol, akrylat-krysspolymer, isopropylmyristat, kamfer, fytinsyre

Uten konserveringsmidler.

Oppbevares tørt, kjølig og beskyttet mot sollys. Små fargeendringer påvirker ikke effektiviteten av produktet. Åpnet tube må brukes innen 30 dager.

Emballasjesymbolenes betydning:



CannaSen CBD



Fabrikant-symbol:

Fabrikant:

Galaxa Pharma ApS

Korskildelund

DK - 2670 Greve



Symbol CE:



Temperaturgrenser



Bruk innen



Les instruksjonene før bruk



Parti-nummer



Beskytt mot sollys



Må ikke brukes om tuben er skadet



Hold tørt